





SO GEHT'S! VORAB MESSEN.



SO PASST'S! NACHHER CHECKEN.



SO GEHT'S! VORAB MESSEN.

FUN · PROTECT · SAFETY

BRUSTGESCHIRR FUN · PROTECT · SUCHHUND	XXS	XS	S	M	L	XL
1 Halsumfang enganliegend, in der Mitte des Halses	14 - 22 cm	22 - 36 cm	26 - 40 cm	30 - 48 cm	33 - 58 cm	48 - 70 cm
2 Brustumfang in der Mitte des Brustkorbs	36 - 42 cm	43 - 52 cm	52 - 64 cm	62 - 74 cm	70 - 86 cm	78 - 96 cm
3 Bruststeglänge beginnend vom Brustbein, durch die Vorderbeine, bis zur Mitte des Brustkorbs	16,5 cm	19,5 cm	23 cm	30 cm	35 cm	38,5 cm
4 Taillenumfang (Safety) an der schmalsten Stelle hinter dem Brustkorb	-	38 - 46 cm	48 - 56 cm	56 - 66 cm	62 - 78 cm	-
Gewicht	3 - 7 kg	6 - 12 kg	9 - 19 kg	18 - 30 kg	26 - 38 kg	35 - 50 kg
Rassebeispiele	Yorkshire Terrier, Zwergdackel, Malteser	Dackel, Manchester Terrier, Fox Terrier	Beagle, Podenco Andaluz, Cocker Spaniel	Border Collie, Retriever, English Setter	Weimaraner, Großer Münsterländer, Collie, Dobermann	Neufundländer, Kuvazs, Dogge

Die Maße beinhalten eine Toleranz von +/- 1 cm.

SO PASST'S! NACHHER CHECKEN.

A Das Y des Geschirrs sitzt auf dem Brustbein, damit Schultern und Kehlkopf frei sind.

B Zwischen Brustgurt und Brust des Hundes passen zwei Finger, so sitzt es nicht zu locker und nicht zu straff.

C Der Brustgurt hat genügend Abstand zu den Vorderbeinen, damit die Bewegungsfreiheit nicht eingeschränkt wird.

D Auf Zug liegt der Brustgurt vor dem letzten Rippenbogen.

E Ganz wichtig: Alle Positionen unter Zugbelastung kontrollieren, damit der Hund nicht durch das Geschirr beeinträchtigt wird.